

Looky 3+

Elektronische Handlupe



Looky 3+

Die Looky 3+ ist ein weiterentwickeltes Modell der weltbekannten Handlupe Looky. Mit ihrem Gewicht von nur 200 Gramm gehört diese kleine, elektronische Handlupe zu den absoluten Leichtgewichten ihrer Produktkategorie.

Mit der Looky 3+ kann der Benutzer im Fotomodus oder in verschiedenen hochwertigen Kontrastmodi in je überragendem Kontrastverhältnis Texte lesen und Fotos anschauen. Der Vergrößerungsbereich ist 2 – 20fach. Mit der Standbildfunktion Freeze kann der Benutzer den Text oder das Bild einfrieren.

Rehan Electronics setzt zur Herstellung unserer Produkte auf nachhaltige und umweltfreundliche Fertigungsmethoden. Alle Produkte werden in unserem umweltfreundlichen Werk in Irland, gefertigt und geprüft. In unserem Werk mit nur geringem CO₂-Ausstoß legen wir Wert auf natürliche Materialien, die Gesundheit der Mitarbeiter und effizienten Umgang mit Energie.

Wichtigste technische Daten

- 3,5" LCD-Display (8,9 cm)
- kristallklare LCD-Anzeige mit hoher Kontraststärke
- lange Nutzungsdauer (bis zu 2,5 Stunden)
- Vergrößerung von 2 – 20fach
- 200 Gramm leicht (inkl. Akkus)
- Lesemodi Echtfarbe und Kontrast:
 - Schwarz/Weiß
 - Weiß/Schwarz
 - Gelb/Blau
 - Gelb/Schwarz
- zusätzlicher Lesemodus zum Ablesen von Digitalanzeigen
- einklappbarer Griff
- erweiterte Einstellmöglichkeiten einstellbar (Töne und LED-Leuchten)
- Benutzerfreundliches Gerät
- Standbildfunktion Freeze (Schnappschuss-/Fotofunktion)
- leicht auf eine Position einstellbar – die dem Nutzer das Schreiben erleichtert
- bei Neustart erscheinen die zuletzt genutzten Einstellungen
- einfache Tasten-Navigation



Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan-sehen.de

www.rehan-sehen.de