

# Looky 5

Elektronische Handlupe



# Looky 5


Die Looky 5 ist eine hervorragende Ergänzung des weltweit bekannten und renommierten Looky-Sortiments. Das Original – Looky war die erste Handlupe mit zentrierter Kamera und mit einklappbarem Griff für eine komfortable Anwendung. Die Looky 5 ist mit einem extrahellen und dynamischen, intuitiv zu bedienenden Touchscreen ausgerüstet. Durch die Touch Oberfläche auf dem 5“ Display werden überragende, gestochen scharfe Bilder bei außergewöhnlicher Bildhelligkeit erzielt.

Basierend auf den erfolggekrönten Features der vorigen Looky-Modelle haben wir den einklappbaren Griff beibehalten, ihn jedoch mit einem zweiten Verwendungszweck als Batteriefach ausgestattet. Der Griff ist abnehmbar. So kann der Benutzer den zweiten Griff montieren, sobald der Akku im ersten Griff entladen ist. Zusatzgriffe mit externer Ladestation sind separat erhältlich. Der interne Speicher ermöglicht es dem Nutzer, Bilder zu speichern und diese abzurufen.

Rehan Electronics setzt zur Herstellung unserer Produkte auf nachhaltige und umweltfreundliche Fertigungsmethoden. Alle Produkte werden in unserem umweltfreundlichen Werk in Irland, gefertigt und geprüft. In unserem Werk mit nur geringem CO<sub>2</sub>-Ausstoß legen wir Wert auf natürliche Materialien, die Gesundheit der Mitarbeiter und effizienten Umgang mit Energie.

## Wichtigste technische Daten

- Ultraheller TFT-Display mit Touch-Bedienung
- 5“ Display (12,7 cm Bildschirmdiagonale)
- HD-Auflösung von 720p
- Schärfentiefe von 5 cm bis unendlich bei Fernsicht-Funktion
- Vergrößerung von 2 – 20fach
- Bis zu 20 Bilder auf dem Gerät speichern
- Ausgänge für SDTV- und HDTV-Anschluss (HDMI)
- Nutzungsdauer von bis zu 3 Stunden
- einklappbarer und abnehmbarer Griff (Akku)
- 2 Fotomodi und 10 Hochkontrastmodi
- erweitertes Menü für nutzerspezifische Anwendungen
- Standbildfunktion “Freeze” (Zoomen und Schwenken)
- Akkugriff für zusätzliche Nutzungsdauer bis zu 2,5 Stunden



Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan.de

www.rehan.de