

# Looky Round

elektronische Leselupe



# Looky Round

Sie haben Probleme mit dem Lesen und suchen eine moderne, komfortable Lupe mit der Sie detailgetreu lesen und Fotos schauen können? Dann hat die Suche ein Ende, denn die Looky Round ist der neuste Durchbruch unter den elektronischen Lupen.

Die Looky Round bietet eine Vergrößerung von 1 – 8fach und kann somit in vielfältigen Bereichen angewendet werden – vom Lesen bis hin zu Präzisionsarbeiten.

Durch das moderne Design ist die Looky Round nicht nur funktional, sondern auch eine stilvolle Ergänzung – egal ob auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrem Werkzeugkasten. Mit dem digitalen Display liefert sie Ihnen ein klares, brillantes Bild in allen Vergrößerungsstufen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine lange und ermüdungsfreie Nutzung. Sie ist perfekt für den mobilen Einsatz.

## Warum die Looky Round wählen?

Das zylindrische Design der Looky Round liegt gut in der Hand. Sie liefert jederzeit, ohne jegliche Nachjustierung, ein kontrastreiches und scharfes Bild.

Die Wiedergabe der Echtfarbe, sowie die beiden kontrastverstärkten Lupenmodi ermöglichen eine optimale Nutzung in jeder Umgebung.

Der integrierte Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 3 Stunden und ist über die USB-C-Ladebuchse wieder aufladbar.

Es sind verschiedene Modelle erhältlich. Vom handlichen, runden Tischmodell bis hin zu einer Variante mit Griff für unterwegs.



## Technische Daten – Tischmodell

- mit 2,1-Zoll (5,33 cm) oder 3-Zoll (7,62 cm) TFT-Display erhältlich
- 2 Foto Modi und 2 Hochkontrastmodi
- Vergrößerungsstufen: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
- Fokustiefe von 5cm
- Standbildfunktion
- geeignet für Links- und Rechtshänder
- bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- Aufladen über USB-C

## Technische Daten – Modell Handgriff

- mit 3-Zoll (7,62 cm) TFT-Display
- Handgriff
- 2 Foto Modi und 2 Hochkontrastmodi
- Vergrößerungsstufen: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
- Fokustiefe von 5cm
- Standbildfunktion
- geeignet für Links- und Rechtshänder
- bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- Aufladen über USB-C



Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan.de

www.rehan.de