

# Luna 6

Elektronische Handlupe



# Luna 6

Die Luna 6 ist eine kompakte elektronische Handlupe, die Sie überallhin mitnehmen können. Der 5,5-Zoll-Bildschirm bietet ein Full-HD-Bild und durch das intelligente Kamerasystem fokussiert die Kamera automatisch auf entfernte Objekte, wenn Sie den Griff benutzen. Dank des um 180 Grad drehbaren Griffes kann sie sowohl von Links- als auch von Rechtshändern verwendet werden. Durch die Standfüße eignet sich die Lupe auch für das Lesen im Nahbereich, zum Beispiel von Dokumenten. Mit der 2,5- bis 19-fachen Vergrößerung und den 10 kontrastreichen Modi lassen sich Texte deutlich lesen.

Über Mikro-HDMI ist es möglich, das Bild auf einem externen Bildschirm anzuzeigen. Das Aufladen kann mit einem USB-C-Kabel oder mit der kabellosen Ladestation erfolgen. Legen Sie das Gerät in die Ladestation und es wird automatisch aufgeladen. Erleichtertes Aufladen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

## Wichtigste technische Daten

- 5,5 Zoll IPS Bildschirm
- 13 Megapixel Autofokus-Kamera
- Full-HD Bildschirm- und Kameraauflösung
- 2,5 - 19-fache Vergrößerung
- Nah- und Fernansicht
- Foto- und 10 kontrastreiche Modi
- schwenken in eingefrorenen, gespeicherten Bildern
- Lesezeilen- und Maskenfunktionen
- einfaches Design mit taktilen Tasten
- ausklappbarer Handgriff, der auch als Ständer verwendet werden kann
- Mehr als 4 Stunden kontinuierlicher Dauerbetrieb
- Kabelloses Aufladen durch mitgelieferte Ladestation möglich oder mit USB-C Kabel
- Mikro HDMI-Ausgang
- 160x80x24mm, Handgriff eingeklappt.
- 210 gramm inkl. Akku

