

i-See HD

elektronisches Bildschirmlesegerät




i-See HD

Das i-See HD bietet dem Nutzer eine wirklich hervorragende Bildqualität. Es kombiniert atemberaubende HD - Bilder mit exzellenter Funktionalität. Individuell regulierbare Einstellungen in ergonomischen Design und eine einfache Bedienung zeichnen das I-See HD aus. Die HD-Kamera verfügt über eine Auflösung von 720p. Dieses HD-System garantiert die schärfste Bildqualität die Rehan Electronics jemals produziert hat.



Die ergonomische Bedienleiste ermöglicht es Ihnen das Gerät mit einfachen, taktilen und benutzerfreundlichen Drehknöpfen zu bedienen. Mit seinem erweiterten Menü kann das i-See HD vollständig auf die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt werden indem spezifische Kontrastmodi und erweiterte Funktionen nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können.



Rehan Electronics setzt zur Herstellung unserer Produkte auf nachhaltige und umweltfreundliche Fertigungsmethoden. Alle Produkte werden in unserem umweltfreundlichen Werk in Irland, gefertigt und geprüft. In unserem Werk mit nur geringem CO2-Ausstoß legen wir Wert auf natürliche Materialien, die Gesundheit der Mitarbeiter und effizienten Umgang mit Energie.



Wichtigste technische Daten

- Vergrößerung 3x - 80fach
- 720p HD-Kamera
- 19" bis 27" TFT-Bildschirm erhältlich
- Höhe und Neigung des Monitors einstellbar
- LED-Beleuchtung für perfekten Kontrast
- Zoom-Voreinstellungen im Foto- und Hochkontrastmodus
- Bedienelement unter dem Monitor befestigt
- Autofokus- und Fixfokus-Funktion
- Helligkeit und Kontrast leicht einzustellen
- Drei Fotomodi und 10 Hochkontrastmodi
- Horizontale/vertikale Lesezeile und blockweise Ausblendung
- ergonomischer XY-Tisch, mit horizontaler/vertikaler Bremse
- Erweitertes Menü für spezifische Anwendung



Rehan Medizingeräte Handels GmbH
Im Teelbruch 104
45219 Essen-Kettwig
Tel.: +49 (0) 2054 12457 99
Fax: +49 (0) 2054 12457 98
info@rehan.de
www.rehan.de